

Показание

Для пациентов с нарушением баланса и навыков движения, функциональных ограничений в результате ортопедической, неврологической, вестибулярной или гериатрической патологии.



Позволяет:

1. Обеспечивать мотивацию с помощью зрительной обратной связи в режиме реального времени.
2. Обеспечивать связь перцепции с движением.
3. Включать соответствующий паттерн движения.
4. Обеспечивать достоверность проведения Ежедневной Активности (ADL).



Противопоказания

Определяются врачом
по результатам
обследования



Стабилометрическая платформа системы **Balance Master®**

Иновационные технологии лечения
нарушением баланса и навыков
движения



ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ



Стабилометрическая платформа используется с целью:

- получения информации для диагностики и оценки состояний двигательной сферы и ориентации в пространстве пациента;
- проведения восстановительного лечения либо тренировок посредством создания сигнала биологической обратной связи (БОС).

Программное обеспечение позволяет обрабатывать результаты процедуры и получать статистические отчеты по динамике самочувствия пациента.



Как работает?

Наиболее важными компонентами системы Balance Master® являются компьютер и платформа.



Платформа смонтирована на основании. Пациент стоит на двойной пластине платформы лицом к монитору. Датчики движения под платформой измеряют вертикальные движения, обусловленные давлением стоп пациента. По кабелю эта информация передается от платформы к компьютеру.

Компьютер получает данные измерений из платформы, анализирует информацию и генерирует отображение на экране и/или печатный отчет. Данные и результаты каждого теста сохраняются на жестком диске компьютера в файле, имеющем уникальное имя.

Мы ждем Вас
Закажите путевку прямо сейчас
Отдел бронирования и размещения:

Многоканальный телефон:

+7 (3452) 39-57-51, 52, 53

Наш адрес: 625058, г. Тюмень,
ул. Санаторная, 10

Факс: +7 (3452) 39-57-64

E-mail: realiz@taraskul72.ru

Сайт: www.taraskul72.ru

